

Désignation

- Rack en acier inox pour 30 tubes dim. 100 x 17 mm
Jusqu'à 100°C

Référence

- 068109

Unité de vente : 1



Description

- Le support de tubes en acier inoxydable d'un diamètre de 100 x 17 mm convient à des températures jusqu'à 150°C.
- Il est possible d'y placer jusqu'à 30 tubes à essai.
- Pour la thermostatisation d'échantillons contenant des solvants ou des acides à plus de 60°C, nous recommandons d'utiliser des supports de tubes à essai en acier inoxydable.

