

FICHE TECHNIQUE

Référence	068498
Désignation	Compteur 8 touches Heathrow Scientific



Description :

- ✓ Compteur mécanique de cellules à 8 touches
- ✓ Idéal pour les comptages leucocytaires

- ✓ Comporte un cadran de totalisation de tous les canaux
- ✓ A chaque 100 cellules comptées (en total), une petite alarme sonore retentit
- ✓ Bouton de mise à zéro
- ✓ Incréments: 1 à 999 par canal

- ✓ Dimensions l x p x h : 320 x 76 x 56 mm

Unité de vente :

1 compteur