

FICHE TECHNIQUE

Référence	068526
Désignation	Cuves acier inox



Description :

- ✓ En acier inox ANSI304 à l'extérieur et ANSI 310 à l'intérieur
- ✓ Pour thermostats
- ✓ Avec poignées et robinet
- ✓ Volume : 20 litres
- ✓ Dimensions intérieures (hauteur x longueur x profondeur) : 15 x 48 x 30 mm
- ✓ Dimensions extérieures (hauteur x longueur x profondeur) : 20 x 55 x 35 mm
- ✓ Poids : 6,6 kg

Unité de vente :

1 Cuve
