

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	068577
<b>Désignation</b>	CUVE



### Description :

- ✓ En Méthacrylate transparent
- ✓ Supportent des températures jusqu'à 60 °C
- ✓ S'utilisent avec les thermostats à fixation par pince ou clamps
- ✓ Volume : 8 Litres
- ✓ Dimension : h x l x p : 15 x 18 x 31 cm
- ✓ Epaisseur paroi : 6 mm

### Unité de vente :

1 Cuve