


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	068590
<b>Désignation</b>	SUPPORT COUPANT DE PAPIER STERILE



### Description :

- ✓ Totalement métallique avec support porte-bobines postérieur
- ✓ Capacité pour 2 bobines de 200 mm ou 4 de 100 mm de large
- ✓ Système de coupure à couteau circulaire
- ✓ Dimensions (H x L x P) : 13 x 51 x 32 cm
- ✓ Poids : 2,8 kg

### Unité de vente :

1 support