

FICHE TECHNIQUE

Référence	068673
Désignation	Vaporisateur



Description :

- ✓ En Polypropylène
- ✓ Réglage de la pulvérisation par une simple rotation de l'embout : de la pulvérisation très fine au jet
- ✓ Rayon de projection de 3 à 4 m
- ✓ Approprié notamment pour désinfectants, aux endroits inaccessibles ainsi que pour la chromatographie en couche mince
- ✓ Volume : 400 ml
- ✓ Coloris : Blanc

Unité de vente :

5 Vaporisateurs
