

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	068675
<b>Désignation</b>	Vaporisateur



### Description :

- ✓ En Polypropylène
- ✓ Réglage de la pulvérisation par une simple rotation de l'embout : de la pulvérisation très fine au jet
- ✓ Rayon de projection de 3 à 4 m
- ✓ Approprié notamment pour désinfectants, aux endroits inaccessibles ainsi que pour la chromatographie en couche mince
- ✓ Volume : 1 000 ml
- ✓ Coloris : Transparent

### Unité de vente :

5 Vaporisateurs

---