

FICHE TECHNIQUE

Référence	068693
Désignation	CONTENEUR



Description :

- ✓ En POLYPROPYLENE
- ✓ Volume : 30 ml
- ✓ Dimension : H : 54 mm
- ✓ Dimension : Ø : 38 mm
- ✓ Transparent
- ✓ Filetage GL : 40
- ✓ Autoclavable
- ✓ Avec bouchon fileté en PP
- ✓ Particulièrement adapté au prélèvement d'échantillon, au transport et au stockage

Unité de vente :

10 conteneurs