

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	068694
<b>Désignation</b>	CONTENEUR



### Description :

- ✓ En POLYPROPYLENE
- ✓ Volume : 60 ml
- ✓ Dimension : H : 90 mm
- ✓ Dimension : Ø : 38 mm
- ✓ Transparent
- ✓ Filetage GL : 40
- ✓ Autoclavable
- ✓ Avec bouchon fileté en PP
- ✓ Particulièrement adapté au prélèvement d'échantillon, au transport et au stockage

### Unité de vente :

10 conteneurs