

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------|
| Référence | 068696 |
| Désignation | CONTENEUR |



Description :

- ✓ En POLYPROPYLENE
- ✓ Volume : 180 ml
- ✓ Dimension : H : 112 mm
- ✓ Dimension : Ø : 54 mm
- ✓ Transparent
- ✓ Filetage GL : 56
- ✓ Autoclavable
- ✓ Avec bouchon fileté en PP
- ✓ Particulièrement adapté au prélèvement d'échantillon, au transport et au stockage

Unité de vente :

10 conteneurs