


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	068766
<b>Désignation</b>	Eprouvette graduée 25 ml



### Description :

- ✓ En PMP
- ✓ Coloris : transparent
- ✓ Forme haute
- ✓ Classe A
- ✓ DIN 12681 et ISO 6706
- ✓ Autoclavable (121°C)
- ✓ Nettoyage à 60°C recommandé pour préserver repères et inscriptions
- ✓ Volume : 25 ml – subdivision 0,5 ml
- ✓ Hauteur : 170 mm

### Unité de vente :

2 Eprouvettes graduées 25 ml