


FICHE TECHNIQUE

Référence	068768
Désignation	Eprouvette graduée 100 ml



Description :

- ✓ En PMP
- ✓ Coloris : transparent
- ✓ Forme haute
- ✓ Classe A
- ✓ DIN 12681 et ISO 6706
- ✓ Autoclavable (121°C)
- ✓ Nettoyage à 60°C recommandé pour préserver repères et inscriptions
- ✓ Volume : 100 ml – subdivision 1 ml
- ✓ Hauteur : 250 mm

Unité de vente :

2 Eprouvettes graduées 100 ml