


FICHE TECHNIQUE

Référence	068769
Désignation	Eprouvette graduée 250 ml



Description :

- ✓ En PMP
- ✓ Coloris : transparent
- ✓ Forme haute
- ✓ Classe A
- ✓ DIN 12681 et ISO 6706
- ✓ Autoclavable (121°C)
- ✓ Nettoyage à 60°C recommandé pour préserver repères et inscriptions
- ✓ Volume : 250 ml – subdivision 2 ml
- ✓ Hauteur : 315 mm

Unité de vente :

2 Eprouvettes graduées 250 ml