


FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Référence | 068770 |
| Désignation | Eprouvette graduée 500 ml |



Description :

- ✓ En PMP
- ✓ Coloris : transparent
- ✓ Forme haute
- ✓ Classe A
- ✓ DIN 12681 et ISO 6706
- ✓ Autoclavable (121°C)
- ✓ Nettoyage à 60°C recommandé pour préserver repères et inscriptions
- ✓ Volume : 500 ml – subdivision 5 ml
- ✓ Hauteur : 360 mm

Unité de vente :

2 Eprouvettes graduées 500 ml