


FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Référence | 068772 |
| Désignation | Eprouvette graduée 2000 ml |



Description :

- ✓ En PMP
- ✓ Coloris : transparent
- ✓ Forme haute
- ✓ Classe A
- ✓ DIN 12681 et ISO 6706
- ✓ Autoclavable (121°C)
- ✓ Nettoyage à 60°C recommandé pour préserver repères et inscriptions
- ✓ Volume : 2000 ml – subdivision 20 ml
- ✓ Hauteur : 535 mm

Unité de vente :

1 Eprouvette graduée 2000 ml