


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	068781
<b>Désignation</b>	Bécher 25 ml



### Description :

- ✓ En PFA
- ✓ Forme basse
- ✓ Conforme ISO 7056
- ✓ Graduation en relief facile à lire et résistante à l'usure d'un usage fréquent
- ✓ Design superposable flexible : gain de place
- ✓ Autoclavable
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Thermorésistant de -200°C à +260°C
- ✓ Coloris : translucide
- ✓ Volume 25 ml
- ✓ Dimensions (∅ ext x h) 32 x 50 mm

### Unité de vente :

1 Becher 25 ml