


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	068785
<b>Désignation</b>	Bécher 500 ml



### Description :

- ✓ En PFA
- ✓ Forme basse
- ✓ Conforme ISO 7056
- ✓ Graduation en relief facile à lire et résistante à l'usure d'un usage fréquent
- ✓ Design superposable flexible : gain de place
- ✓ Autoclavable
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Thermorésistant de -200°C à +260°C
- ✓ Coloris : translucide
- ✓ Volume 500 ml
- ✓ Dimensions (∅ ext x h) 88 x 122 mm

### Unité de vente :

1 Becher 500 ml