

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------------|
| Référence | 068787 |
| Désignation | Bécher 25 ml |



Description :

- ✓ En ETFE
- ✓ Forme basse
- ✓ Avec graduation imprimée bleue
- ✓ Avec bord évasé
- ✓ Avec bec verseur
- ✓ Coloris : translucide
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Volume : 25 ml
- ✓ Dimensions (\varnothing ext. x h) 32 x 50 mm

Unité de vente :

1 Bécher 25 ml