

FICHE TECHNIQUE

Référence	068788
Désignation	Bécher 50 ml



Description :

- ✓ En ETFE
- ✓ Forme basse
- ✓ Avec graduation imprimée bleue
- ✓ Avec bord évasé
- ✓ Avec bec verseur
- ✓ Coloris : translucide
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Dimensions (\varnothing ext. x h) 39 x 59 mm

Unité de vente :

1 Bécher 50 ml