

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	068792
<b>Désignation</b>	Bécher 500 ml



### Description :

- ✓ En ETFE
- ✓ Forme basse
- ✓ Avec graduation imprimée bleue
- ✓ Avec bord évasé
- ✓ Avec bec verseur
- ✓ Coloris : translucide
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Dimensions (∅ ext. x h) 88 x 122 mm

### Unité de vente :

1 Bécher 500 ml