

FICHE TECHNIQUE

Référence	068794
Désignation	Bécher 1000 ml



Description :

- ✓ En ETFE
- ✓ Forme basse
- ✓ Avec graduation imprimée bleue
- ✓ Avec bord évasé
- ✓ Avec bec verseur
- ✓ Coloris : translucide
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Dimensions (∅ ext. x h) 105 x 143 mm

Unité de vente :

1 Bécher 1000 ml