

FICHE TECHNIQUE

Référence	068799
Désignation	Bécher 100 ml



Description :

- ✓ En PTFE
- ✓ Forme basse
- ✓ Sans graduation
- ✓ Avec bord renforcé
- ✓ Avec bec verseur
- ✓ Coloris : translucide
- ✓ Excellente résistance chimique et thermique
- ✓ Volume : 100 ml
- ✓ Dimensions (∅ ext. x h) 55 x 65 mm

Unité de vente :

1 Bécher 100 ml