

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	068802
<b>Désignation</b>	Bécher 1000 ml



### Description :

- ✓ En PTFE
- ✓ Forme basse
- ✓ Sans graduation
- ✓ Avec bord renforcé
- ✓ Avec bec verseur
- ✓ Coloris : translucide
- ✓ Excellente résistance chimique et thermique
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Dimensions (∅ ext. x h) 105 x 155 mm

### Unité de vente :

1 Bécher 1000 ml