


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	068973B
<b>Désignation</b>	Erlenmeyer 1000 ml



### Description :

- ✓ En verre borosilicate 3.3
- ✓ A col large
- ✓ Avec graduation
- ✓ ISO 1773
- ✓ Volume 1000 ml
- ✓ Dimensions :
  - Diamètre du col : 50 mm
  - Diamètre ext : 131 mm
  - Hauteur : 220 mm

### Unité de vente :

10 Erlenmeyers 1000 ml