

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Référence | Voir tableau |
| Désignation | Goupillons Pour burettes et tubes |



| Référence | Pour | Garnissage | Bout | L. brosse (mm) | L. totale (mm) | Unités / carton |
|-----------|---------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 069126 | burette ø 25 mm | soie | retourné | 110 | 610 | 10 |
| 069127 | burette ø 25 mm | nylon 20% | | 110 | 610 | 10 |
| 069128 | ballon/éprouvette ø 50 mm | soie | retourné | 90 | 440 | 10 |
| 069129 | flacon ø 50 mm | soie | droit plastique | 120 | 620 | 10 |
| 069130 | tube essai ø 18 mm | soie | retourné | 110 | 360 | 10 |
| 069131 | tube essai ø 18 mm | soie | droit plastique | 110 | 360 | 10 |
| 069132 | tube essai ø 25 mm | soie | retourné | 110 | 360 | 10 |
| 069133 | tube essai ø 25 mm | soie | droit plastique | 110 | 360 | 10 |
| 069134 | tube essai ø 30 mm | soie | retourné | 110 | 360 | 10 |
| 069135 | tube essai ø 30 mm | soie | droit plastique | 110 | 360 | 10 |
| 069136 | tube à essai ø 30 mm | nylon 30% | retourné | 110 | 360 | 10 |
| 069137 | tube hémolyse ø 12 mm | soie | retourné | 80 | 270 | 10 |
| 069138 | tube à hémolyse ø 12 mm | soie | droit plastique | 80 | 270 | 10 |
| 069140 | pipette ø 10 mm | soie | retourné | 110 | 480 | 10 |
| 069141 | tube de faible diamètre | nylon 10% | brut | 50 | 450 | 5 |
| 069142 | tube de faible diamètre | nylon 9% | brut | 50 | 450 | 5 |
| 069143 | tube de faible diamètre | nylon 10% | retourné | 100 | 480 | 5 |
| 069144 | tube essai ø 15 mm | nylon | droit pinceau | 80 | 270 | 1 |

Unité de vente :

1