

FICHE TECHNIQUE

Référence	069201B
Désignation	Bandelette PH Merck 6.5 - 10



Description :

- ✓ Les indicateurs des bandelettes de test de pH sont liés chimiquement au support en cellulose, de sorte qu'ils ne déteignent pas et ne contaminent pas les échantillons. Ils garantissent des mesures très précises, même dans des solutions faiblement tamponnées.
- ✓ Les bandelettes de test de pH transparentes innovantes permettent des lectures précises du pH. Essayez simplement le dos de la bande et évaluez la couleur à travers le film transparent.
- ✓ PH 6.5 à 10 (pH 6.5 - 6.8 - 7.1 - 7.4 - 7.7 - 7.9 - 8.1 - 8.3 - 8.5 - 8.7 - 9.0 - 9.5 - 10.0 MQuant®)
- ✓ Boîte plastique de 100 bandelettes

Unité de vente :

100 Bandelettes