

FICHE TECHNIQUE

Référence	070056
Désignation	Micropipette monocanal



Description :

- ✓ Micropipette volume variable Pipetman L Gilson
- ✓ Poids équilibré et design étudié pour faciliter la prise en main
- ✓ Force de pipetage réduite
- ✓ Bouton d'éjection réglable pour s'adapter aux gauchers et aux droitiers
- ✓ Ejecteur en plastique

Certificats :

- ✓ Code 2D pour faciliter la traçabilité lors des manipulations et de la maintenance
- ✓ Entièrement autoclavable sans démontage

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 10 – 100 µl
- ✓ Pointes adaptées : D200, DF100

Unité de vente :

1 Micropipette