



REF N° F171403 - F172403	SPECIFICATION PRODUIT	PAGE 1 / 1
	PIPETMAN DIAMOND tip DF100 , 100 µl , cône à filtre , gradué	



1	Description /Spécification	
1.1	Description	PIPETMAN DIAMOND tip DF100 , 100 µl , cône à filtre , gradué F171403 - F172403 : Stérilisé
1.2	Dimensions	Longueur : 51,2 mm Diamètre Intérieur pointe : 0,77 mm Diamètre extérieur : 7,3 mm
1.3	Volume	20 - 100µl
1.4	Matériau / Plastique	PP (Pure Polypropylene)
1.5	Couleur	Translucide
1.6	Stérilisation	F171403 - F172403 : Par radiation
1.7	Contrôle Qualité	Contrôle matière Contrôle du produit : Contrôle des caractéristiques selon nos spécifications
1.8	Autre Information	Usage unique Modèles de pipettes appropriés : P100 - P100N - F50 à F100 - P100G - F50L - F100L - P100L - P8x200L - P12x200L - P8x200M - P12x200M - C100 - C8x100 - C12x100

2	Caractéristiques	
2.1	Caractéristiques	La géométrie optimisée et la matière (polypropylène pur) assurent la distribution complète pour des résultats cohérents
2.2	Gamme de température	Température maximum environ 140°C
2.3	Autoclavabilité	Non Applicable sur cône à filtre
2.4	Résistance chimique	Voir table de compatibilité chimique
2.5	Date de péremption	F171403 - F172403 : 5 ans suivant date de stérilisation
2.6	Tracabilité	Tracabilité complète de la production à l'utilisateur Certificat de conformité avec protocoles et seuils de détections pour chaque lot
2.8	Autre Information	Validation suivant protocole ISO 8655

3	Conditionnement / Identification	F171403 - F172403
3.1	Pièces/Unité	96 / Tipack
3.2	Pièces /Unité commerciale	960
3.4	Codification N° de lot	ABCD1/0000 (A : lot matière / B :N° de la presse / C&D :N° de moule 1 : Année de Fabrication / 00000 : index avec 5 chiffres
3.5	Code couleur	Tipack jaune