

Désignation

- Microman M1000E 100-1000 μ L

Référence

- 070094

Unité de vente : 1



Description

- Pipette MICROMAN E modèle M1000E
- Volume réglable
- Plage de volumes 100-1000 μ L
- Nombre de canaux : 1
- Les pipettes ergonomiques à déplacement positif MICROMAN® E couplées aux pointes de piston capillaire procurent la plus grande précision lors du pipetage de liquides visqueux ou non aqueux comme l'huile, le sang, le glycérol et bien plus encore, tout en assurant leur propre protection contre la contamination.

