



PIPETMAN® L & PIPETMAN® G | KITS 4 PIPETTES



PIPETMAN L

Issue de recherches avancées portant sur l'ergonomie, le confort, et la traçabilité, cette nouvelle génération de pipette mécanique propose une toute nouvelle expérience de pipetage –nouveau design de la poignée du système de piston, avec la robustesse légendaire de PIPETMAN.

PIPETMAN® L	Réf.	Modèles	Pointes Diamond
	F167370	P2L - P20L - P200L - P1000L éjecteur métal	DL10 D200 D1000
Accessoires: 4 portoirs pipettes individuels, 1 guide du pipetage, 1 poster inspection 2-minutes, 1 manuel de l'utilisateur			



PIPETMAN G

Une pipette mécanique proposant des forces de pipetage extrêmement réduites grâce à un nouvel ensemble piston, toujours avec la silhouette et la robustesse légendaires de PIPETMAN Classic™.

PIPETMAN® G	Réf.	Modèles	Pointes Diamond
	F167360	P2G - P20G - P200G - P1000G éjecteur métal	DL10 D200 D1000
Accessoires: 4 portoirs pipettes individuels, 4 poignées confort avec 12 autocollants et notice, 1 guide du pipetage, 1 poster inspection 2-minutes, 1 manuel de l'utilisateur			

Email: sales-fr@gilson.com | www.gilson.com

 **GILSON®**



PIPETMAN® Classic | KITS 4 PIPETTES

PIPETMAN Classic

PIPETMAN Classic est devenue la référence pour un pipetage d'excellence à travers le monde. Le volume est facilement réglable et de nombreux scientifiques apprécient encore le pipetage classique et le poids de cette pipette. Les laboratoires comptent depuis de nombreuses années sur la performance de PIPETMAN Classic et la fiabilité que cette pipette apporte à leurs résultats.



PIPETMAN® Classic	Réf.	Modèles	Pointes Diamond
	F167380	P2 - P20 - P200 - P1000 éjecteur métal	DL10 D200 D1000
Accessoires: 4 portoirs pipettes individuels, 4 poignées confort avec 12 autocollants et notice, 1 guide du pipetage, 1 poster inspection 2-minutes, 1 manuel de l'utilisateur			



Poignée Confort PIPETMAN

Un adaptateur ergonomique, qui améliore la prise en main et réduit la fatigue musculaire.