

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	070433
<b>Désignation</b>	Pipette mLINE



### Description :

- ✓ Pipette monocanal à volume variable mLine Sartorius Biohit Family
- ✓ Excellente ergonomie avec une force de pipetage et d'éjection de pointes réduites
- ✓ Sécurité renforcée avec blocage du volumètre empêchant un changement de volume accidentel pendant le pipetage
- ✓ Filtre de protection SafeCone pour minimiser les risques de contamination

### Certificats :

- ✓ Entièrement autoclavable
- ✓ Garantie : 2 ans

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 100 – 1 000  $\mu$ l
- ✓ Incrément : 1  $\mu$ l

### Unité de vente :

1 Pipette mLine

---