

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	070435
<b>Désignation</b>	Filtre de protection

---

### Description :

- ✓ Filtre de protection Sartorius Biohit Family
- ✓ En PE
- ✓ Modèle standard
- ✓ A insérer dans le porte-cône
- ✓ Diamètre : 3,15 mm
- ✓ Compatibilité :

Picus / Picus Nxt	Tacta	mLine	Proline plus	Proline
725668, 070929, 725674, 725678, 070935, 070939	070987, 070993, 070996	070432, 070449, 070453	070841, 070847, 070850, 070857	070603, 070604, 070700, 070701

### Unité de vente :

50 Filtres de protection

---