

FICHE TECHNIQUE

Référence	070437
Désignation	Filtre de protection

Description :

- ✓ Filtre de protection Sartorius Biohit Family
- ✓ En PE
- ✓ Modèle standard
- ✓ A insérer dans le porte-cône
- ✓ Diamètre : 6,73 mm
- ✓ Compatibilité :

Picus / Picus Nxt	Tacta	mLine	Proline plus	Proline
725670, 070931, 725671, 070932	070989, 070990	070434, 070833	070843, 070844, 070861, 070862, 070863	070608, 150064, 070707

Unité de vente :

50 Filtres de protection
