


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	Voir tableau
<b>Désignation</b>	Pointes Optifit Sartorius Biohitfamily



### Description :

- ✓ En polypropylène de haute qualité
- ✓ DNase - RNase - Endotoxin - free
- ✓ Autoclavable

Type	Volume	Longueur	Code couleur		En vrac	Sur rack	Sur rack stérile	Recharge Refill System	Recharge ECO stérile
Classique	10 µl	31,5	Gris	Cdt.	1000	10 x 96	10 x 96	10 x 96	20 x 96
				Référence	070647	070465	070466	070467	070905
Classique	200 µl	51	Jaune	Cdt.	960	10 x 96	10 x 96	10 x 96	15 x 96
				Référence	725680 ***	070468	070469	070473	070906
Classique	350 µl	51	Orange	Cdt.	960	10 x 96	10 x 96	10 x 96	15 x 96
				Référence	725681 ***	070474	070475	070476	070907
Classique	1000 µl	71,5	Bleu	Cdt.	480	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96
				Référence	725682 ***	070477	070478	070479	070908
Ouverture large	1000 µl	68,5	Turquoise	Cdt.	480	10 x 96	10 x 96		
				Référence	725683 ***	070788	070789		
Classique	1200 µl	71,5	Violet	Cdt.	480	10 x 96	10 x 96	10 x 96	
				Référence	725684 ***	070480	070481	070482	
Extended	1200 µl	90	Violet	Cdt.		10 x 96	10 x 96		10 x 96
				Référence		070678	070679		070910
Effilé	5000 µl	150	Vert	Cdt.	100	1 x 50	1 x 50		
				Référence	070666	070793	070680		
Longue	10 ml	242	-	Cdt.					
				Référence	070668*				
Classique	10 ml	155	-	Cdt.					
				Référence	070945**				

### Unité de vente :

Voir tableau