

FICHE TECHNIQUE

Référence	070477
Désignation	Pointes Optifit 1000 μ L



Description :

Les pointes Optifit assurent l'ajustement parfait et l'étanchéité sur les pipettes Sartorius pour garantir la meilleure justesse et la meilleure reproductibilité de pipetage. Le codage couleur sur les plateaux de pointes vous aide à retrouver facilement la pipette Sartorius avec le code couleur correspondant. Par ailleurs, les pointes Optifit sont fabriquées dans un environnement de salle blanche certifiée ISO 8.

Caractéristiques techniques :

- ✓ Longueur : 71.5 mm
- ✓ Longueur prolongée Non
- ✓ Grand diamètre Non
- ✓ Non stérile
- ✓ Volumes 10 – 1 000 μ L
- ✓ Conditionnement : 960 pointes dans une boîte (dimensions : 430×135×205 mm)

Unité de vente :

960 Pointes