

Pipettes électroniques Sartorius Biohitfamily Picus 2



- Légères, poids inférieur à 100 g
- Ergonomiques et confortables, bonne prise en main
- Système électronique d'éjection de pointe réduisant les tensions musculaires au niveau de la main, aussi bien chez les droitiers que chez les gauchers
- La fonction Tracker assurant la distribution précise en microplaque en indiquant le puits suivant à distribuer sur une plaque de 96 ou 384 puits
- Fonctions avancées : distribution multiple, aspiration multiple, pipetage inverse, distribution séquentielle, pipetage manuel, dilution, titrage
- Affichage multicolore présentant toutes les informations relatives à l'étape de pipetage en cours
- Système Optiload assurant l'étanchéité des pointes
- Possibilité de programmer les rappels d'entretien et d'étalonnage
- Possibilité de protéger les paramètres par mot de passe empêchant toute modification non autorisée
- Batteries lithium-polymère, temps de charge 1 heure
- Possibilité de continuer à travailler pendant la charge par câble microUSB
- Partie basse autoclavable sauf pour la 1200 µl
- Calibration ajustable en 1, 2 ou 3 points
- Chargeur ou portoir de charge à commander séparément (voir les accessoires)

Micropipettes Picus 2 monocanal

| Volume (µl) | Incrément (µl) | Réf. | € |
|-------------|----------------|--------|------|
| 0,2 - 10 | 0,01 | 070489 | NC - |
| 5 - 120 | 0,1 | 070490 | NC - |
| 10 - 300 | 0,2 | 070491 | NC - |
| 50 - 1200 | 1 | 070492 | NC - |
| 100 - 5000 | 5 | 070493 | NC - |
| 500 - 10000 | 10 | 070494 | NC - |

Accessoires

| Réf. | Désignation | € |
|--------|--|------|
| 070487 | Chargeur pour micropipettes électroniques | NC - |
| 070773 | Support de charge pour 1 micropipette électronique | NC - |
| 070776 | Portoir carrousel de charge pour 4 micropipettes électroniques avec adaptateur | NC - |

Micropipettes Picus 2 multicanaux

| Volume (µl) | Incrément (µl) | 8 canaux | | 12 canaux | |
|-------------|----------------|----------|------|-----------|------|
| | | Réf. | € | Réf. | € |
| 0,2 - 10 | 0,01 | 070495 | NC - | 070499 | NC - |
| 5 - 120 | 0,1 | 070496 | NC - | 783501 | NC - |
| 10 - 300 | 0,2 | 070497 | NC - | 783502 | NC - |
| 50 - 1200 | 1 | 070498 | NC - | 783503 | NC - |