

Désignation

- Pointes pour distributeur 2,5ml

Référence

- 070503

Unité de vente : 100



Description

- Ritter Plastic™ Ritips™ Pointes pour distributeur
- Pour la distribution répétitive de volumes compris entre 0,05 et 50 ml.
- Utilise une méthode de déplacement direct
- Fonctionnement adapté aux liquides infectieux et volatils
- Fluide jamais en contact avec l'instrument pour éviter toute contamination
- Des tests individuels automatisés de chaque pointe garantissent l'étanchéité à l'eau, qui est attestée dans les documents spécifiques aux lots
- Marques de graduation noires
- Convient à une vaste gamme de pipettes
- Volume : 2.5 mL
- Gradué
- Matériau : Polypropylène
- Gamme de produits : RiTips™

