

FICHE TECHNIQUE

Référence	070793
Désignation	Pointe 5 000 µl



Description

- ✓ Description : Pointe Optifit Tip Sartorius Biohitfamily
- ✓ Matériau : polypropylène de qualité supérieure
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : vert

Certificats

- ✓ Stérile : non, exempt de RNases, DNases et endotoxines
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 100 - 5 000 µl
- ✓ Dimensions : (long) 150 mm
- ✓ Conditionnement : sur rack

Unité de vente :

50 Pointes