

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	070843
<b>Désignation</b>	Micropipette



---

### Description :

- ✓ Micropipettes Sartorius Biohitfamily Porline Plus
- ✓ Pipetage sans effort
- ✓ Incrémentation fine
- ✓ S'utilise avec des filtres de protection « SafeCone » pour une protection de la pipette et de vos échantillons contre les aérosols
- ✓ Entièrement autoclavable sans démontage
- ✓ Isolation thermique des composants
- ✓ Bonne résistance aux solvants et aux UV
- ✓ Garantie 2 ans
- ✓ Compatible avec les mêmes portoirs (carrousel et portique) que les pipettes MLine
- ✓ Permet d'aller au fond des tubes 15 ml
- ✓ Volume variable 500 – 5000 µl

### Unité de vente :

1 Micropipette

---