

FICHE TECHNIQUE

Référence	070846
Désignation	Micropipette 8 canaux



Description :

- ✓ Micropipette mécanique Proline Plus Sartorius Biohitfamily
- ✓ 8 canaux
- ✓ Pipetage sans effort
- ✓ Prise en main ergonomique
- ✓ Mise en place et éjection facile des pointes grâce au système OptiLoad

Certificats :

- ✓ Conformité CSA
- ✓ Entièrement autoclavable sans démontage

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 10 – 100 μ l
- ✓ Incrément : 0,1 μ l

Unité de vente :

1 Micropipette
