

## FICHE TECHNIQUE

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Référence</b>   | 070910                                   |
| <b>Désignation</b> | Pointes Proline<br>stériles 50 - 1200 µL |



### Description :

Les pointes Optifit assurent l'ajustement parfait et l'étanchéité sur les pipettes Sartorius pour garantir la meilleure justesse et la meilleure reproductibilité de pipetage. Le codage couleur sur les plateaux de pointes vous aide à retrouver facilement la pipette Sartorius avec le code couleur correspondant. Par ailleurs, les pointes Optifit sont fabriquées dans un environnement de salle blanche certifiée ISO 8

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions LxPxH : 210 × 145 × 125 mm
- ✓ Longueur : 90 millimètres
- ✓ Stérile
- ✓ Volumes : 50 – 1 200 µL

### Unité de vente :

960 Pointes