

FICHE TECHNIQUE

Référence	070930
Désignation	Pipette



Description :

- ✓ Micropipettes électroniques Picus Sartorius Biohit*family*
- ✓ Légère, poids inférieur à 100 g
- ✓ Ergonomique et confortable, bonne prise en main (très courtes : 210 mm)
- ✓ Ejection électronique de la pointe
- ✓ Système Optiload pour une fixation parfaite des points sur chaque porte-cône
- ✓ Calibration ajustable en 1, 2 ou 3 points
- ✓ Possède un système de suivi du puits d'une plaque
- ✓ Volume locké avec le bouton poussoir
- ✓ Certifiées CE IVD
- ✓ Partie basse autoclavable
- ✓ S'utilisent avec des filtres de protection "SafeCone" pour une protection de la pipette et de vos échantillons
- ✓ Se rechargent sur le stand via le câble sortie micro USB
- ✓ Possibilité de continuer à travailler pendant la charge par câble microUSB
- ✓ Batteries Li-polymère, temps de charge 1 heure
- ✓ Monocanal
- ✓ Incrément : 5 μ l
- ✓ Volume : 50 – 1000 μ l

Unité de vente :

1 Pipette