

FICHE TECHNIQUE

Référence	070945
Désignation	Pointe 10 ml



Description

- ✓ Description : Pointe Optifit Proline Sartorius Biohitfamily
- ✓ Matériau : polypropylène de qualité supérieure
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : rouge

Certificats

- ✓ Stérile : non, exempt de RNases, DNases et endotoxines
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 100 - 10 000 μ l
- ✓ Dimensions : (long) 155 mm
- ✓ Conditionnement : en vrac en boîte

Unité de vente :

250 Pointes