

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	070998
<b>Désignation</b>	PORTOIR CARROUSEL POUR 6 PIPETTES TACTA



### Description :

- ✓ Carrousel pour 6 pipettes mécaniques
- ✓ Quand les pipettes ne sont pas utilisées, elles devraient être posées droites sur un portoir pour éviter toute contamination de la paillasse. Le portoir carrousel compact est idéal pour préserver de l'espace sur la paillasse et est compatible avec tous les modèles de pipettes mécaniques Sartorius Biohit.
- ✓ Dimensions : 290 × 250 × 60 mm

### Unité de vente :

1 Portoir