


FREEZ'PACK®

Les Freez'Pack® s'utilisent dans les glacières textiles ou rigides afin de produire du froid et de conserver plus longtemps les aliments et les boissons.

Flexi Freez'Pack® Small, Medium et Large

Restent flexibles même congelés, ce qui permet d'optimiser le rangement de la glacière.

- Disponibles en 3 dimensions :
H16 x L14,5 x P1,8 cm (S)
H24 x L19,5 x P1,8 cm (M)
H37,5 x L24 x P1,8 cm (L)
- Idéal pour les glacières de 4 à 10L (S),
11 à 18 L (M) et de + de 18 L (L)
- Livrés en merchandiser



Small
12 compartiments
Poids : 150 g
Réf : 2000010673
EAN : 3 13852 206108 1

Medium
18 compartiments
Poids : 300 g
Réf : 2000010674
EAN : 3 13852 206109 8

Large
36 compartiments
Poids : 600 g
Réf : 2000010675
EAN : 3 13852 206110 4

Freez'Pack® 6 Canettes 64270

Forme spécialement étudiée pour maintenir au frais 6 canettes de 33 cl dans la glacière FlipLid® 6 ou dans les modèles de la gamme Pink daisy & Ethnic (réutilisable).

EAN : 3 13852 064270 1



Freez'Pack® M5, M10, M20, M30

Pour conserver au frais boissons, aliments ou médicaments. Sans risque pour les aliments (réfrigérant non toxique). Réutilisables à volonté.

- Laisser au congélateur 2 à 4 heures avant l'utilisation
- Produit du froid tant qu'il est glacé
- Placer les Freez'Pack® sur le dessus des aliments



	M 5 x 2	M 10	M 20	M 30
	Pour glacières de 1L à 5L (en prêt-à-vendre)	Pour glacières de 6L à 9L (en prêt-à-vendre)	Pour glacières de 10L à 18L	Pour glacières de 19L à 31L et 2 M 30 pour glacières de plus de 32L
Réf	39040	9377	9378	21628
Dimensions	L 7 X H 15 X P 2,5 cm	L 7 X H 15 X P 2,5 cm	L 16,5 X H 19,5 X P 3 cm	L 20 x H 25,5 x P 3 cm
EAN	3 13852 039040 4	3 13852 009377 0	3 13852 009378 7	3 13852 021628 5