

Désignation

- FREEZ'PACK M10

Référence

- 071111

Unité de vente : 1



Description

- Le Freez Pack M10 vous permettra de garder au frais vos boissons et aliments. Pour cela, il suffit de le laisser au congélateur 2 à 4 h avant utilisation et de le placer au-dessus des aliments.
- Ce produit est sans risque, car il est composé de réfrigérant non toxique.
- Freez Pack M10 est idéal pour les glacières textiles ou rigides de 6 à 10L.
- Le Freez Pack M10 est réutilisable à volonté.
- Freez'Pack M10 est disponible en 4 dimensions : Freez Pack M5 (vendu par 2), Freez Pack M10, Freez Pack M20 et Freez Pack M30.
- Dimensions (l x p x h) : 7 x 2.5 x 15 cm
- Garantie : 24 mois

