

FICHE TECHNIQUE

Référence	071113
Désignation	Freez'Pack



Description :

- ✓ Block réfrigérant Freez'Pack
- ✓ Pour conserver au frais produits, liquides ou médicaments
- ✓ Sans risque (réfrigérant non toxique)
- ✓ Réutilisable à volonté
- ✓ Laisser au congélateur 2 à 4 heures avant l'utilisation
- ✓ Produit du froid tant qu'il est glacé
- ✓ Placer les Freez'Pack sur le dessus des produits à garder réfrigérés
- ✓ Modèle M30
- ✓ Pour glacière de volume 19 à 32 l
- ✓ Dimensions 273 x 200 x 30 mm

Unité de vente :

1 Freez'Pack
