




ANTIMICROBIAL
LINER
PROTECTION
LIMITED TO PRODUCT



ICETIME PLUS 38L



- Isolation de la cuve en mousse de polyuréthane injectée, sans CFC ni HCFC
- Nouveau design du couvercle qui vient au-delà du bord de la cuve pour éviter toute déperdition
- Couvercle **avec charnières et verrou pour une sécurité maximisée**
- Revêtement intérieur antimicrobien pour éviter les moisissures et mauvaises odeurs
- Pieds moulés pour limiter le contact avec le sol et éviter que la chaleur du sol ne soit transférée dans la glacière
- **Garantie 2 ans**



Capacité	38 L
Contenance	9 bouteilles de 1,5 L
Performance	30 ^h ₀₋₁₀
Poids	3,6 kg
Dimensions	L 55 x H 35 x P 40 cm

Réf : 2000024960 - PVP GC : 54,90€
Gencod : 313852 208714 2 - PCB : 16

DOMINIQUE DUTOUR SAS