


FICHE TECHNIQUE

Référence	071475
Désignation	RIPLATE MAGNETIQUE 96 PEIGNE (POUR KINGFISHER FLEX ET PRESTO)



Description :

- ✓ Plaque à puits profonds de 1,2 ml
- ✓ Peigne à pointe
- ✓ Adaptée au processeur de particules magnétiques Kingfisher 96
- ✓ 96 puits
- ✓ Naturel
- ✓ Étiquetage alphanumérique
- ✓ Matière Polypropylène (PP)
- ✓ Non stérile

Unité de vente :

60 Riplates magnétiques
