

FICHE TECHNIQUE

Référence	072013
Désignation	Membrane à dialyse



Description :

- ✓ En Cellulose régénérée Visking
- ✓ Semi-perméables
- ✓ Livrées à plat sous forme de tubes sans soudure
- ✓ Seuils de coupure : 12000 daltons
- ✓ Gamme de Ph d'utilisation : 2 à 12
- ✓ Diamètre 50.8 mm
- ✓ Largeur 77-82 mm
- ✓ Longueur 15 m

Unité de vente :

1 Rouleau de 15 m